

Softasept® N

Schnelle Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen

Desinfektion



Eigenschaften

Softasept® N

- gebrauchsfertige, alkoholische Lösung
- wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)¹⁾ und wirksam gegen Polio- und Rotaviren
- schneller Wirkungseintritt ab 15 Sekunden
- frei von mikrobiziden Zusatzwirkstoffen
- trocknet schnell
- als farblose oder gefärbte Variante erhältlich
- als Sprechstundenbedarf abrechenbar
- DGHM²⁾-/VAH³⁾-gelistet

Softasept® N ... frei von mikrobiziden Zusatzstoffen

Softasept® N ist eine gebrauchsfertige, alkoholische Lösung zur Hautdesinfektion vor kleineren und großen Eingriffen.

Besonders charakteristisch ist neben der breiten Mikrobizidie der schnelle Wirkungseintritt ab 15 Sekunden sowie die Langzeit- und Tiefenwirkung des Präparates.

Einsatzbereiche

- Zur Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Punktionen, Injektionen, Blutentnahmen und Impfungen
- In allen Krankenhausbereichen, Ambulanzen, in der Dialyse und in der ärztlichen Praxis

Art der Anwendung und Dosierung

Softasept® N unverdünnt auftragen und mit einem Tupfer verreiben. Zu behandelnde Hautpartien vollständig benetzen und während der vorgeschriebenen Einwirkungszeit feucht halten. Nach der Einwirkungszeit trocknen lassen. Überschüssige Lösung abtupfen. Bei der präoperativen Hautdesinfektion „Pfützenbildung“ unter dem Patienten wegen möglicher Hautreizungen vermeiden. Vor Anwendung elektrischer Geräte muss das Präparat auf der Haut vollständig abgetrocknet sein.

Wirkungsspektrum/Einwirkzeit

bei talgdrüsenarmer Haut*:

- vor Injektionen und Punktionen 15 s
- vor Gelenkpunktionen, Punktionen des Liquorraumes und vor Operationen mind. 60 s

bei talgdrüsenreicher Haut*:

- vor allen Eingriffen mind. 10 Min. die Haut ständig feucht halten

Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) ¹⁾	15 s
Vacciniaviren	15 s
Rotaviren	60 s
Polioviren	5 Min.

*nach DGHM²⁾-/VAH³⁾-Richtlinien

Lieferform	REF	PZN
Softasept® N ungefärbt		
250 ml-Sprühflasche	3887138	8505018
1000 ml-Flasche	3887049	8505047
5 Liter-Kanister	3887294	4345078
Softasept® N gefärbt		
250 ml-Sprühflasche	3884139	8505509
1000 ml-Flasche	3884040	8505538
1000 ml-Varioflasche	3884058	3127706
5 Liter-Kanister	3884295	4345109
Handsprühkopf für 1000 ml-Flasche	3908011	2744265



schnell wirksam

Softasept® N – Inhaltsstoffe

100 g Lösung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile: Ethanol (100 %) 74,1 g, 2-Propanol 10,0 g

Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser (Softasept® N gefärbt zusätzlich Povidon K 30, Citronensäure, Farbstoffe Gelborange S [E 110] und Azorubin [E 122]).

Angaben nach § 4 HWG s. S. 20/21

1) gem. RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01-2004

2) DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie

3) VAH = Verbund für Angewandte Hygiene